

# Cadeira reclinável



**Coyote R**

**ONE**

A Coyote R é uma cadeira de rodas reclinável e dobrável com um ótimo preço. Oferece um eixo de liberação rápida, apoios de braços removíveis e apoios de pernas elevatórios.

Estrutura dobrável para fácil transporte e arrumação, com barra de bloqueio para reclinção do encosto.

**Imagem 1.**

Apoios para os pés com elevação de 50° a 0°, reguláveis em altura, dobráveis e removíveis para transferências.

**Imagem 2.**

Reclinção do encosto disponível através do sistema ajustável de 85° até 175°.

**Imagem 3.**

Rodas traseiras de liberação rápida nas rodas traseiras para um método de transporte melhor e totalmente seguro.

**Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

## ESPECIFICAÇÕES

Quadro estrutural	Aço colorido martelado
Largura do assento	16", 18" e 20"
Profundidade do assento	16"
Peso do Produto	26 kg
Capacidade de peso	136 kg / 300 libras
Rodas da frente	8" x 2"
Rodas traseiras	Extração rápida pneumática de 24"
Apoio de braço	Destacável
Apoio para os pés	Elevável, dobrável e removível
Altura do encosto	20"   Com apoio de cabeça 31"
Apoio de cabeça	Incluso



## BENEFÍCIOS

Uma cadeira para necessidades especiais que proporciona reclinção e posicionamento.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

