

Cadeira com inclinação de 45°

Coyote

ONE



Agora oferecemos uma cadeira inclinável acessível e de alta qualidade, com funções e recursos úteis e de vendas.

Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento. **Imagem 1.**

Possui abdutor removível para melhorar o posicionamento. **Imagem 2.**

Moldura disponível em vermelho e azul e mesa opcional. **Imagem 3.**

A inclinação é acionada por meio de uma alavanca no guidão, totalmente segura. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4

Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Alumínio, dobrável
Largura do assento	14", 16"
Profundidade assento	14"
Altura do encosto	18" / 22" com apoio de cabeça
Peso do Produto	21 kg
Capacidade de peso	90 kg / 198 lbs
Roda da frente	6" sólido
Roda traseira	16" sólido
Assento, encosto	Acolchoamento respirável
Apoio de braço	Ajustável em altura
Apoio para os pés	Elevável e removível
Apoio de cabeça	Acolchoado



Medidas de envio

A 32"

B 16"

C 27"

Peso 27 kg.

BENEFÍCIOS

Uma cadeira para necessidades especiais que oferece suporte de inclinação e posicionamento.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

