

Silla con basculación a 45°

Coyote T

ONE



Ahora ofrecemos una silla con basculación de alta calidad, económica, con funciones y características de venta y utilidad.

Marco plegable para facilitar su traslado y almacenamiento. **Figura 1.**

Cuenta con un abductor desmontable para mejorar posicionamiento. **Figura 2.**

Disponible marco en color rojo y azul y mesa opcional. **Figura 3.**

La basculación se activa por medio de una palanca en el manubrio, totalmente segura. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio, plegable
Ancho de asiento	14", 16"
Profundidad de asiento	14"
Altura respaldo	18" / 22" con soporte de cabeza
Peso producto	21 kg.
Capacidad peso	90 kg. / 198 lbs.
Rueda delantera	6" sólidas
Rueda trasera	16" sólidas
Asiento, respaldo	Acolchados transpirable
Apoyabrazos	Ajustables en altura
Soporte de pies	Elevables y desmontables
Soporte cabeza	Acolchado



BENEFICIOS

Una silla para necesidades especiales que brinda basculación y soporte de posicionamiento.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

