

Cadeira motorizada estrutura rígida

FELIX^R



ONE

A Felix[®] R combina conforto, suporte postural e controle preciso em uma cadeira motorizada com estrutura rígida para uso interno e externo. O joystick permite fácil condução, enquanto o encosto ergonômico e o apoio de cabeça melhoram o posicionamento do usuário. Conta ainda com um assento que se ajusta às medidas do corpo, permitindo um uso personalizado e confortável ao longo do dia.

Reclinação manual de 90° a 130°.

Imagem 1.

Joystick fácil de usar. **Imagem 2.**

Rodas dianteiras pretas maciças de 8" x 2". **Imagem 3.**

Rodas traseiras pretas maciças de 12,5" x 2". **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Aço azul rígido
Assento	18" x 17"
Altura do encosto	20,5"
Encosto e assento	Tecido acolchoado
Peso do produto	102,4 kg / 226 lbs
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Rodas	12,5" x 2" Sólido 8" x 2" Sólido
Motores	2 x 340 W, Freio Eletromagnético
Velocidade	10 kmh
Alcance por carga	30 km
Bateria	12 V, 38 Ah Chumbo-Ácido
Suspensão	Traseiro



BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

