

# Silla motorizada marco rígido

**FELIX<sup>®</sup>**



**ONE**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4

La Felix<sup>®</sup> R combina comodidad, soporte postural y control preciso en una silla motorizada de estructura rígida para uso interior y exterior. El joystick permite manejarla fácilmente, mientras que su respaldo ergonómico y apoyacabezas mejoran la posición del usuario. Además, cuenta con un asiento que se ajusta a las medidas del cuerpo, permitiendo un uso personalizado y cómodo durante todo el día.

Reclinación manual desde 90° hasta 130°. **Figura 1.**

Joystick fácil de usar. **Figura 2.**

Ruedas delanteras sólidas color negro 8" x 2". **Figura 3.**

Ruedas traseras sólidas color negro 12.5" x 2". **Figura 4.**



# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Marco              | Rígido de acero color azul         |
| Asiento            | 18" x 17"                          |
| Altura respaldo    | 20.5"                              |
| Respaldo y asiento | Tela acolchada                     |
| Peso producto      | 102.4 kg / 226 lbs                 |
| Capacidad peso     | 136 kg / 300 lbs                   |
| Ruedas             | 12.5" x 2" sólida   8" x 2" sólida |
| Motores            | 2 x 340 W, freno electromagnético  |
| Velocidad          | 10 kmh                             |
| Rango por carga    | 30 km                              |
| Batería            | De plomo-ácido de 12 V y 38 Ah     |
| Suspensión         | Trasera                            |



### Medidas de envío

A 40"

B 29"

C 34"

**Peso** 110 kg.

**BENEFICIOS** Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto  
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)

