

Assento suave



Eles oferecem suporte e conforto adicionais e são recomendados para crianças com necessidades leves a moderadas de apoio para sentar. É feito de um material de toque suave, sem látex e antimicrobiano. As almofadas do assento e do encosto podem ser usadas juntas ou separadamente.

Almofada de assento e/ou almofada de encosto com contornos macios.

Imagem 1.

Eles podem ser acoplados à maioria dos sistemas de assentos. **Imagem 2.**

Foi desenhado e moldado com uma “dobradiça” para se mover confortavelmente e apoiar o corpo enquanto está reclinado. **Imagem 3.**

Eles são facilmente transportados. **Imagem 4.**

www.lohmedical.com




Imagem 1



Imagem 2




Imagem 3



Imagem 4



Apoiar. Soluções para você.

Clinicamente sólido, design inovador e valor excepcional.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos	Tamanho 1 a 5
Largura do assento	20 - 40.6 cm / 8 - 16"
Almofada profunda	20 - 40.6 cm / 8 - 16"
Largura do encosto	18.75 - 35.5 cm / 7.5 - 14"
Encosto alto	25 - 40.6 cm / 10 - 16"
Peso do usuário	9 kg. até 91 kg. / 20 - 200 lbs.
Cores	Cereja Cinza escuro Lilás Água

Arnês com almofada
pélvica de 3 pontos
e arnês para tronco.



Abdutor embutido para
almofada de assento

Para sistema especial
de suporte reclinável



BENEFÍCIOS

Destinam-se a crianças com necessidades de posicionamento leves a moderadas.

Discover our products



DESIGNED FOR OUR TERRITORIES

Our products are designed to meet the needs of each of our territories, offering quality and affordable prices.



FUNCTIONAL VERSALITY

We have a variety of products ranging from a wide range of manual and power wheelchairs and mobility scooter.

**For more information on obtaining this product
Contact your local Loh Medical representative**

Find your local representative at www.lohmedical.com   

