

# 5R

**QUICKIE®**



Altamente ajustável para elevar sua mobilidade. A Quickie® 5R é projetada para proporcionar desempenho superior em cadeiras de rodas rígidas dia após dia. Conforme você e seu ambiente evoluem, ou conforme você aprimora suas capacidades de condução, o quadro e os componentes da 5R se ajustam para elevar sua mobilidade.

Oferece duas opções de moldura. O quadro Classic mais longo (C) e a versão mais curta (P). **Imagem 1.**

Design de placa de eixo altamente ajustável e recuado. **Imagem 2.**

Para um encosto incrivelmente versátil Costas JAY J3 com a parte traseira pintada para combinar com a cadeira. **Imagem 3.**

Quadro de suspensão XTR, rodas de montanha e pneus Knobby. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




# Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Largura do assento   | 12" a 20"           |
| Profundidade assento | 12" a 20"           |
| Peso do Produto      | 10 kg / 22 lbs      |
| Capacidade de peso   | 120 kg / 265 lbs    |
| Ângulo do quadro     | 75°, 80° e 85°      |
| Centro de gravidade  | Ajustável 1,5" - 4" |
| Acessórios           | Opcional            |
| Configurações        | Em medições         |
| Suspensão traseira   | XTR opcional        |

Cores disponíveis:



## BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

**Para mais informações sobre como obter este produto**

**Entre em contato com seu representante local da Loh Medical**

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)



ver\_2025.11.11P

