

5R

QUICKIE®



Altamente ajustable para elevar tu movilidad. La Quickie® 5R está diseñada para ofrecer un rendimiento superior día tras día. A medida que tú y tu entorno evolucionan, o mientras perfeccionas tus habilidades de conducción, el marco y los componentes de la 5R se ajustan para elevar tu movilidad.

ofrece dos opciones de marco. El marco Classic (C) más alargado y la versión abreviada (P). **Figura 1.**

Eje inclinado hacia atrás y altamente ajustable. **Figura 2.**

Para un respaldo increíblemente versátil el JAY J3 con la carcasa del respaldo pintada a juego con la silla. **Figura 3.**

Cuadro de suspensión XTR, ruedas de montaña y neumáticos nudosos. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	12" a 20"
Profundidad de asiento	12" a 20"
Peso del producto	10 kg / 22 lbs
Capacidad de peso	120 kg / 265 lbs
Ángulo de marco	75°, 80° y 85°
Centro de gravedad	Ajustable 1.5" - 4"
Accesorios	Opcionales
Ajustes	En medidas
Suspensión trasera	XTR opcional

Colores disponibles:



BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones medulares y motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

