

# ACCESS

QUICKIE®



A sua baixa altura do assento no chão permite o acesso a mesas baixas e escritórios. Também permite que o cliente empurre com os pés. Caso o cliente utilize as mãos para se impulsionar, a inclinação ACCESS proporciona maior acessibilidade às rodas, ao mesmo tempo que promove uma postura estável e funcional. A inclinação de até 25° e a reclinção de 50° oferecem alívio de pressão clinicamente eficaz.

O ACCESS pode ser facilmente levantado e portátil. **Imagem 1.**

Estrutura rígida e durável. **Imagem 2.**

Trânsito aprovado. **Imagem 3.**

Estilo em movimento. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES	
ITEM	EIR14
Faixa de largura	14" a 22"
Profundidade	14" a 22"
Peso do Produto	a partir de 14 kg o marco
Capacidade de peso	136kg / 300 lbs
Inclinação	-5° a 25°
Ângulo do encosto	-30° a 50°
Altura do encosto	15° até 24"
Cores disponíveis:	



## BENEFÍCIOS

Permite melhor acesso enquanto permite que o usuário se autopropulsione.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

