

ACCESS

QUICKIE®



Su baja altura de asiento al suelo permite el acceso bajo mesas y escritorios. También permite que el cliente se impulse con los pies. Si el cliente usa sus manos para impulsarse, la inclinación de ACCESS proporciona una mayor accesibilidad a las ruedas, al mismo tiempo que promueve una postura estable y funcional. Hasta 25° de inclinación y 50° de reclinación ofrecen un alivio de presión clínicamente efectivo.

La silla ACCESS se puede levantar y transportar fácilmente. **Figura 1.**

Marco rígido y duradero. **Figura 2.**

Aprobado para transportes. **Figura 3.**

Estilo en movimiento. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3





Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

ITEM	EIR14
Rango de ancho	14" a 22"
Profundidad	14" a 22"
Peso del producto	desde 14 kg el marco
Capacidad de peso	136 kg / 300 lbs
Basculación	-5° a 25°
Ángulo respaldo	-30° a 50°
Altura respaldo	15° hasta 24"
Colores disponibles:	



BENEFICIOS

Permite mejor acceso al tiempo que permite al usuario autopropulsarse.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

