

Grúa Advance



 Joerns

La Hoyer® Advance® es compacta, pero capaz de realizar una amplia gama de transferencias. Ya sea desde el suelo o hacia una cama de cuidados de salud, la Advance lo maneja con facilidad. El diseño único de piernas cónicas de la Advance permite que la grúa se acerque aún más a los obstáculos más anchos. Esto es especialmente útil al encontrarse con sillas grandes, inodoros voluminosos y sillas de ruedas. El diseño cónico también asegura que el residente se sienta seguro y protegido durante la transferencia.

Diseño plegable triangular compacto para fácil transporte y almacenamiento. **Figura 1.**

Consideraciones de diseño ergonómico y puntos de interacción. **Figura 2.**

Sistema de seguridad integrado para ayudar a proteger a los pacientes. **Figura 3.**

El diseño de la base permite acercar la grúa a cualquier lugar que se requiera: Sillas, camas, cómodos, etc. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Base cerrada	67 cm / 26.3"
Base abierta	108 cm / 42.5"
Altura máxima	186 cm / 73"
Altura mínima	136 cm / 53.5"
Altura base	3 cm / 1.1"
Tamaño ruedas	3"
Capacidad de peso	155 kg / 341 lbs
Peso del producto	31.7 kg / 69.9 lbs
Sistema	Eléctrico (opcional hidráulico)
Accesorios	Mallas de traslado



BENEFICIOS

Indispensable en traslados para pacientes y cuidadores de forma cómoda y segura.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

