

Almofada Basic

 **JAY**®



Contorno suave para necessidades básicas com uma base macia e durável. Espuma suavemente contornada projetada para o cliente com risco muito baixo de ruptura da pele que requer estabilidade moderada.

A base de espuma macia Basic é levemente contornada para fornecer suporte e aumentar o perdão quando.

Imagem 1.

Uma capa resistente à umidade ajuda no controle da incontinência, protegendo a base básica de espuma do acúmulo de umidade.

Imagem 2.

Materiais resistentes à água fáceis de limpar.

Imagem 3.

Permite opções em medidas exatas em polegadas de largura e profundidade.

Imagem 4.



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de largura	14" a 24"
Profundidade	16" a 20"
Peso do Produto	0,8 kg / 1,7 lbs (16"x16")
Altura	5 cm / 2"
Capacidade de peso	14" - 20" 113 kg / 250 lbs 22" - 24" 136 kg / 300 lbs
Base de espuma	Espuma pré-ajustada
Capa externa	Anti derrapante
Configurações	Em medições

BENEFÍCIOS

Projetado para usuários com baixo risco de degradação da pele que exigem estabilidade moderada

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

