

Almofada Easy

JAY®



O JAY® Easy™ é uma almofada de cadeira de rodas de ótimo custo-benefício com fluido JAY Flow para proteção da pele e posicionamento. A almofada Easy™ possui uma base de espuma contornada de alta resiliência que se adapta a uma superfície de assento curva ou plana e um tri-pad de fluido JAY Flow™.

Base de espuma contornada com fundo curvo opcional. **Imagem 1.**

Possui um pequeno inserto fluido, que se ajusta ao formato de cada indivíduo. **Imagem 2.**

A capa é resistente à umidade e ajuda no controle da incontinência.

Imagem 3.

Opção de base VISCO. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

Pensando em você. Mais opções.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de largura	14" a 24"
Profundidade	14" a 24"
Peso do Produto	1,8 kg / 4 lbs (16"x18")
Altura	7,6 cm / 3"
Capacidade de peso	113 kg / 250 lbs
Base de espuma	Espuma pré-moldada
Inserir	Fluido ou modelo VISCO
Capa externa	Microclima / Incontinência
Configurações	Em largura e profundidade

BENEFÍCIOS

Paciente com postura simétrica ou leve assimétrica necessitando de suporte postural moderado

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

