

Almofada FUSION

JAY®



Otimizado para proteção superior da pele, maximizando a estabilidade e o conforto. Combina as capacidades de proteção da pele do J2 com a máxima estabilidade do J3.

Pode ser encomendado com o fluido JAY Flow, CryoFluid ou inserções de flutuação de ar, que se ajustam ao formato de cada indivíduo. **Imagem 1.**

CryoFluid resfria ativamente a superfície assentada da pele enquanto distribui uniformemente a pressão, reduzindo o cisalhamento e reduzindo o risco de umidade. **Imagem 2.**

Multi Camada, com base de Espuma Contornada. **Imagem 3.**

Sistema de dois andares. A tampa interna é impermeável e fácil de limpar. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de largura	14" até 24" / CRYO 16" até 22"
Profundidade	14" até 24" / CRYO 16" até 22"
Peso do Produto	2,4 kg / 5.3 lbs (16x18)
Altura	10,6 cm / 4" (3" 3/8" *RP)
Capacidade de peso	14"-21" 136 kg / 300 lbs 22"-24" 226 kg / 500 lbs
Tampa interna	AquaGuard® resistente à umidade
Capa externa	Stretch™
Configurações	Em tamanhos
Opções	Fusion / Core / *Reduce Profile

Três opções
de altura e
acessórios



Ótima área de
imersão pélvica

Belcros
para manter
as inserções



BENEFÍCIOS

Para usuários ativos com falta de sensibilidade e estabilidade

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

