

Almofada QUADTRO SELECT

ROHO 



O QUADTRO SELECT adapta-se às suas necessidades e atividades. Controle os níveis de inflação em toda a sua almofada com o exclusivo Controle de Memória ISOFLOR e design independente de quatro compartimentos. As células de ar interconectadas proporcionam imersão e envolvimento para redistribuição da pressão.

O alongamento e a cobertura antibacteriana se adaptam e mantêm para qualquer superfície ou cadeira de rodas. **Imagem 1.**

O design exclusivo das células aéreas tem a capacidade de ajustar e se adaptar à forma do corpo do usuário. **Imagem 2.**

Feito de polivilil de alta qualidade e ultraleve em vários tamanhos. **Imagem 3.**

Materiais resistentes à água e fáceis de limpar. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	11" até 25"
Assento profundo	12" até 23"
Altura da almofada	Alto perfil 4,25" Perfil médio 3,25" Perfil baixo 2,25"
Peso do Produto	1,5 kg / 4 lbs
Capacidade de peso	158 kg / 350 lbs
Capa externa	Elástico
Bomba de ar	Incluído (manual)

Inflação de
compartimento
único



Inflado em
compartimentos
separados

Bomba de inflação
manual



Kit de reparação

BENEFÍCIOS

Projetado para usuários em risco de degradação da pele que exigem estabilidade moderada

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

