

Barras de agarre y anclaje



Es una colección de barras de agarre con ventosa con diferentes tipos de empuñaduras y soportes para brazos para ayudar en la estabilización de las extremidades. Aumentan el control de la parte superior del cuerpo para que las tareas y actividades de la vida diaria.

El anclaje de brazo acolchado estabiliza el antebrazo. Se puede ajustar longitudinalmente y la empuñadura gira en cualquier ángulo. **Figura 1.**

El anclaje para codo proporciona estabilidad al antebrazo y deja las manos libres para actividades funcionales. **Figura 2.**

Este anclaje de mano ergonómico se puede fijar a cualquier superficie lisa para lograr estabilidad y posicionamiento. **Figura 3.**

Esta barra de apoyo horizontal se puede fijar a cualquier superficie lisa para ayudar en actividades funcionales. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Ancla de mano	1 - K821
Ancla de muñeca	2 - K822
Ancla horizontal	3 - K823
Ancla brazo derecho	4 - K811 (P) K813 (G)
Ancla brazo izquierdo	5 - K812 (P) K814 (G)
Ancla codo derecho	6 - K815
Ancla codo izquierdo	7 - K816
Barra de apoyo	8 - K824

Medida de usuario
requerida



BENEFICIOS

Se pueden usar en cualquier mesa o bandeja y le dan al cliente un ancla para controlar movimientos

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

