

Basix2

La silla de ruedas ligera BasiX2 representa una mejoría en la capacidad de ajuste y rigidez, combinada con una apariencia moderna y limpia. Las mejoras incluyen un mayor ajuste de la profundidad del asiento (de 41 cm a 46 cm), un respaldo ajustable en tensión que se puede extender de 41 cm a 46 cm, y un accesorio de rueda delantera más robusto y rígido (0, 3 y 6 grados). Altamente eficiente y fácil de usar.



ESPECIFICACIONES

- Ajuste del tenedor de la rueda delantera
- Ajuste de la placa del eje
- Reposapiés elevable
- Reposabrazos delantero redondeado

Colores	Plata y Blanco
Material	Aluminio
Peso Máx. del Usuario	125 kg / 275.5 lbs
Ángulo del Asiento	0° - 6°
Profundidades del Asiento	16", 17", 18"
Altura del Asiento	16.7" - 20" / 42.5 cm - 51 cm
Ancho del Asiento	15" - 20.5" / 38 cm - 52 cm
Peso de la silla	Desde 14.9 kg / 32.8 lbs

Para más información sobre cómo obtener este producto

Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com

