

Scooter Buzzaround LT

 GOLDEN



Está destinado para el uso de personas de todas las edades que pueden tener dificultad para caminar distancias o por periodos de tiempo.

Este diseño deportivo presenta un asiento liviano estilo estadio y una capacidad de peso de 135 kg. **Figura 1.**

Todos los scooters Golden se pueden utilizar con controles hacia la izquierda o hacia la derecha y con operación giratoria. **Figura 2.**

Dispositivos médicos de clase II aprobados por la FDA. **Figura 3.**

Accesorios opcionales para el usuario y para el scooter. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

ITEM	GB107
Ancho asiento	17"
Profundo asiento	16"
Altura de respaldo	16"
Peso del producto	45 kg / 98 lbs
Capacidad de peso	135 kg / 300 lbs
Ruedas	8" x 1.5" Sólidas
Altura base a piso	6 cm / 2.5"
Velocidad	6.5 kmh
Color	Rojo



BENEFICIOS

Diseñado para ser conducido en aceras y zonas peatonales.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

