

# CHROME

**RGK**



CHROME é um exemplo perfeito de como a redução do excesso de peças desnecessárias e a compreensão dos materiais com os quais você está trabalhando podem permitir a criação de uma ótima cadeira. Esta cadeira é um modelo incrivelmente leve e durável e fará maravilhas para as suas necessidades diárias.

Estrutura em aço cromo molibdênio, tamanho do tubo da estrutura com 25mm de diâmetro. **Imagem 1.**

Escolha de design de moldura aberta ou fechada. **Imagem 2.**

Estofamento ajustável com tiras de tensão ajustáveis para melhor suporte e posicionamento. **Imagem 3.**

Posição do apoio para os pés fixa ou ajustável. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4


# Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

## ESPECIFICAÇÕES

Material da moldura	Aço cromo molibdênio
Estilo de moldura	Rígido
Capacidade de peso	125 kg / 275,5 lbs
Centro de gravidade	Ajustável ou Fixo
Peso do Produto	A partir de 9,1 kg / 20 lbs
Largura do assento	Bariátrico até 21,5" (55 cm)
Rodas dianteiras	4" ou 5" com garfo de alumínio
Encosto	Fixo ou dobrável ajustável em altura

Adicione bordado pessoal no fundo



Rodas traseiras  
Extração rápida

## BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas principalmente lesões motoras.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

