

# SILLA COMPASS

 rifton.



Es la silla de inclusión perfecta. Con su asiento de apoyo, reposabrazos resistentes y estructura estable, ofrece el apoyo que necesitan para sentirse seguros y cómodos.

Las patas estándar tienen dos pulgadas de ajuste de altura. **Figura 1.**

Arnés pélvico asegura las caderas y la parte superior de los muslos sin presión sobre el abdomen. Proporciona una base segura y cómoda para una postura correcta. **Figura 2.**

Los reposabrazos altos brindan soporte y ayudan en las transferencias. **Figura 3.**

Los pies de estabilidad amplían la base de apoyo y evita volcarse. 2" de ajuste de altura. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES	
Medida del usuario	91 cm hasta 160 cm / 36" hasta 63"
Medidas marco	1 a 5
Ancho del asiento	27 cm hasta 46 cm / 10.5" hasta 18.2"
Profundo del asiento	24 cm hasta 42 cm / 9.5" hasta 16.5"
Peso max de usuario	113 kg / 250 lbs
Uso	Interiores
Accesorios	Opcionales
Ajustes	No requieren herramienta
Color	Azul

Medida de usuario requerida (altura total y de rodilla a talón)	
	Cinturón pélvico para seguridad y postura
	
5 tamaños disponibles	

## BENEFICIOS

Apta para pacientes con daño neuronal y psicomotor ó discapacidad psíquica cognitiva.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2025.11.11S

