

Acessórios para cadeiras de rodas manuais



OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Índice

Fork (garfos ou tesouras)	3
Rodízios, Rodas dianteiras	5
Rodas traseiras	6
Pneus das rodas traseiras	8
Propulsion arois	9
Suspensão traseira	10
Axle, eixos ou hastes de pressão	11
Protetores de raios	12
Freios	13
Estribo	15
Apoio para os pés	17
Guidões ou hastes de pressão	19
Encosto	20
Apoio de braço	21
Protetores laterais contra poeira	23
Anti-tombos	24
Cintos de segurança	25
Protetores contra impactos e trânsito	26
Paleta de cores	27

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Fork (Garfos)



Garfo multiposições



Garfo de um lado



Garfo padrão



FROG (suspensão)

3 opções

1. Suporta até 45 kg

2. De 46 a 86 kg

3. De 87 a 120 kg



Garfo com fenda



**Trava do pino
do rodízio**



**Garfo com
rolamento integrado,
parafuso de avanço
de 1 1/2''**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Fork (Garfos)



Garfo padrão de 3,5"



Parafuso de Mesa Padrão
(em garfos multiposições)



Parafuso de Mesa de ¾"
(em garfos multiposições)



Parafuso de Mesa de 1½"
(em garfos multiposições)

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Rodízios (rodas dianteiras)



Rolo macio de alumínio

4" x 1.5"
5" x 1.5"
6" x 1.5"



Poliuretano de baixo perfil

4"
5"
7"



Poliuretano de alumínio

4" x 1"
5" x 1"
5" x 1.5" Soft Roll



Poliuretano

6"
8"



Pneumática

6"
8"
8"x 2" (Neumático o con inserto)



Micro

3" (não iluminado)
4" (iluminado)
5" (iluminado)



Semi-pneumático

4" x 1.25"
5" x 1.5"
6" x 1.5"
8" x 1.5"



Spinerge CX6 Carbono Fundido

4"

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Rodas traseiras para uso diário



MAG 5
20"
22"
24"



Spinergy SPOX
18 rayos
24", 25", 26"



Lite Spoke
20", 22", 24"
25", 26"



Spinergy LX
12 rayos
24", 25", 26"



Ultra lightweight
22"
24"



Mag
20"
22"
24"



Ultra lightweight 2.0
22"
24"



Raio padrão
24"

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Rodas traseiras



Spinerge CLX Carbono
24", 25"
(máx. 116 kg)



Mag 12"



Roda da Montanha
24"



Mag 16"



Spinerge Sport
24 raio
24", 25", 26"



**Válvula Presta,
Adaptador
de Válvula Presta
para Schrader**



Basquetebol
tratada termicamente
24", 25", 26"



Válvula Schrader

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Borracha de pneu ou roda



Pneumática
(disponível com inserto)



Alta Pressão
(Esportivo)
(Pneumática)



Poli completo



Pneus Schwalbe Speed
(Pneumática)



**Polietileno
de alto desempenho
SHOX**
(Sólida)



Knobby V-TRAK
(Pneumática)



Schwalbe Marathon
(Semi-pneumático)



Montanha
(Pneumática)
Sólo em 24"

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Propulsion arois



Alumínio anodizado



Ellipse 3R



Revestido de plástico



Gekko



Natural Fit



Oblique



Curve L Tetra Grip

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Suspensão traseira



Sólo em 5R



**Sólo em Nitrum
até 79 kg**



**Sólo em Nitrum
de 80 kg
até 120 kg**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Axle, eixo



Botão Preto
Eixo
Curto
Longo (Spinergy)



Eixo QUAD
Curto
Longo (Spinergy)



Big Boton Axle
Curto
Longo (Spinergy)



Axle QR
Curto
Longo (Spinergy)

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Protetores contra raios



Protetores contra raios
Preto
24"



Protetores contra raios
"Q" Transparente
24"



Protetores contra raios
Zippie
24"



Protetores contra raios
Zippie

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Freios



**Impulso
de montagem alta
(Push)**



Ergo



**Tiro de montagem alta
(Pull)**



Compact



**Empurrar e puxar
de montagem alta
(alça curva)(Push)**



Eagle



**Alça de montagem alta
(alça curva)
(Pull)**



**Bloqueio traseiro
acionado com o pé**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Extensões de freio



Drivers de extensão



**Alças de extensão
de trava de roda**



Bloqueador de recuo

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Apoios de pés rígidos



Tubular



**Plataforma
de alumínio
Flip back**



**Tubular
com tampa de pressão
ou fixa**



**Plataforma
de carbono**



**Plataforma
de alumínio**



Suporte Ajustável



**Plataforma Ultra Leve
com Placas
de Posicionamento**



**Espaçadores
2", 4", 6"**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Apoios de pés dobráveis



**Composto
e Composto v2**
(com suporte de tornozelo)



Plataforma Flip-Up



**Composto
de ângulo ajustável**
(com suporte de tornozelo)



**Ângulo ajustável
para crianças**



**Ângulo ajustável
de alumínio para adultos**
(com suporte de tornozelo)



Z-FINITY



**Plataforma dividida,
ângulo ajustável
e dobrável**



Dobragem tubular
(Disponível com tampa)

Dobragem automática

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Cabides



**Ângulo do apoio
para os pés
60°, 70°, 70°V, 70°
Hemi**



**Ângulo do suporte
para dentro/para fora
70°, 70°V, 80°
(Trava de fixação)**



**Montagem com
dobradiça frontal
70°, 70°V, 80°, 90°**



**Ângulo do suporte
para dentro /para fora
60°, 70°, 80°**



**Montagem com
dobradiça frontal
70°, 80°**



**Montagem frontal
dobrável
70°, 80°, 90°**



**Ângulo do suporte
para dentro /para fora
70°, 70° V, 70°
Hemi**



**Decolagem a
70°, 80°, 90°**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Cabides



**Suporte articulado
para pernas
para crianças ALR**



Alça para perna



**Elevação de perna
para crianças ELR,
Hemi ELR**



**Tubo de extensão
de montagem direta
de 2"**



**Tubo de extensão
de montagem direta
de 4"**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Alças ou puxadores de empurrar



Fixo



Dobrável



Dobrável e ajustável



Dobrável e ajustável

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Encostos



Tecido padrão



**JAY3
de alumínio**



**Tecido com
tensão ajustável**



**JAY3
de fibra de carbono**



Tecido EXO



JAY Fit



EXO Tensão ajustável



**JAY 3 Plus
de alumínio**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Apoios de braço



**Estrutura tubular
acolchoada dobrável**



Inversão de marcha



**Poste dobrável duplo
para trás
altura ajustável**



**Altura ajustável
poste único**



**Poste baixo ou padrão
altura ajustável**



**Clássico
Altura ajustável
Poste único**



**Clássico ajustável
altura dobrável**



**Flip-Back
Altura ajustável Lite**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Apoios de braço



Almofada clássica



Apoio pediátrico



**Almofada de mesa
contornada**



**Fecho ajustável
Dobrável**



**Almofada clássica
para todo o braço**



**Mecanismo
de travamento ajustável
dobrável (espuma)**



**Almofada de braço
totalmente contornada**



**Mecanismo
de travamento ajustável
dobrável (totalmente)**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Coberturas laterais contra poeira



**Plástico padrão
removível**



**Carbono
fixo**



**Plástico baixo
removível**



**Carbono com Fender
fixo**



Alumínio fixo



**Alumínio
Flip back
fixo**



**Alumínio com Fender
fixo**



Tampa pediátrica

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Anti tombo



Traseiro



Delanteiro



Traseira dobrável



Traseiro



traseira inclinação



**Traseiro
Zippie**



Trasero sportivo

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Cintos pélvicos



**Fivela padrão
de 3,5"**



2 pontos



**Parafuso de haste
padrão**



Estilo de 4 pontos



**Parafuso de haste
de 3/4"**



**Estilo V-Contour
4 pontos**



**Fivela de 2 pontos com
liberação lateral**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Protetores de impacto e tráfego



**Protetores de impacto
de neoprene**



**Sistemas de trânsito
para segurança**



**Capa de gel com velcro
para cabide/moldura**



**Sistemas de trânsito
para segurança**



Use absorventes



**Placas
de posicionamiento**

OBSERVAÇÃO: Nem todos os acessórios estão disponíveis para todas as cadeiras.
Consulte os formulários de pedido de cada cadeira para obter informações sobre a disponibilidade.

Paleta de cores



GLOSS BLACK



MATTE BLACK



METALLIC SHADOW



SILVER ORE




STARLIGHT WHITE



STORM GRAY



PETAL PINK



DESERT SAGE



DESERT TAN



SALUTE GREEN



CELESTIAL SAPPHIRE



MIDNIGHT BLUE



ROYAL BLUE



SCARLET NOIR



RED PEPPER



MYSTIC PURPLE



PINK POWER



TURBO GREEN



VELOCITY YELLOW



SOLAR ORANGE

ANODIZADO



BLACK

GOLD

TI GREY

RED

BLUE

GREEN

PURPLE