

Club Sport

RGK



A cadeira de rodas desportiva que lhe permite manter-se ativo sem grandes compromissos. Apenas os melhores materiais são utilizados no seu Club Sport. O Chrome Moly é famoso por sua resistência, durabilidade e surpreendentemente não é tão pesado quando trabalhado corretamente..

Tamanhos configuráveis. **Imagem 1.**

Adequado para uso multiesportivo - por ex. Basquete, tênis, rúgbi.

Imagem 2.

Encosto e centro de gravidade ajustáveis em altura. **Imagem 3.**

Anti-tombo único de liberação rápida. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	13" a 17"
Profundidade assento	12" a 17"
Altura do quadro	19" a 21" (frente)
Altura do quadro	16" a 21" (traseira)
Peso da cadeira	A partir de 10 kg / 22 lbs
Capacidade de peso	125 kg / 275 lbs
Centro de gravidade	Ajustável
Ccurvatura	18°
Rodízios	3"
Acessórios	Opcional
Cores disponíveis:	23 disponíveis

Medidas
regulatórias



Rodas traseiras
Extração rápida

BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas principalmente lesões motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

