

Club Sport

RGK



La silla de ruedas deportiva que te permite mantenerte activo sin mayor compromiso. En tu Club Sport sólo se utilizan los mejores materiales. Chrome Moly es famoso por su resistencia, durabilidad y, sorprendentemente, no es tan pesado cuando se trabaja correctamente.

Tamaños configurables. **Figura 1.**

Adecuado para uso multideporte, por ejemplo, baloncesto, tenis, rugby. **Figura 2.**

Respaldo y centro de gravedad regulables. **Figura 3.**

Antivuelco único de liberación rápida. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	13" a 17"
Profundidad asiento	12" a 17"
Altura marco	19" a 21" (delantera)
Altura marco	16" a 21" (trasera)
Peso de la silla	desde 10 kg / 22 lbs
Capacidad de peso	125 kg / 275 lbs
Centro de gravedad	Ajustable
Camber	18°
Casters	3"
Accesorios	Opcionales
Colores disponibles:	23 disponibles

Medidas
reglamentarias



Ruedas traseras
Extracción rápida

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

