

# Cojín MOSAIC

ROHO



Este diseño innovador se adapta a los contornos de tu cuerpo, ofreciendo una sensación cómoda de hundimiento. Disponible en una amplia gama de tamaños para asegurar el mejor ajuste, ofrece protección básica para la piel y los tejidos blandos.

La funda stretch y antibacteriana se adapta y mantiene a cualquier superficie o silla de ruedas. **Figura 1.**

El exclusivo diseño de celda de aire de tiene la capacidad de ajustarse y adaptarse a la forma del cuerpo del usuario. **Figura 2.**

Fabricado en polivinyl de alta calidad y ultraligero en varias medidas. **Figura 3.**

Materiales resistentes al agua y fáciles de limpiar. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Cojines de sillas de ruedas diseñados para brindar al usuario soporte, comodidad y protección.

## ESPECIFICACIONES

Rango de ancho 16.25" a 20.25"  
41.5 cm a 51.5 cm

Profundidad 16.25" a 18.25"  
41.5 cm a 46.5 cm

Peso del producto 0.4 kg / 0.88 lbs

Altura 7.6 cm / 3"

Capacidad de peso 143 kg / 315 lbs

Funda exterior Funda elástica

Bomba de aire Incluida (manual)

Bomba de inflado manual



Kit de reparación

## BENEFICIOS

Diseñado para usuarios de riesgo de degradación de la piel que requiere una estabilidad leve

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.115

