

Silla de ruedas ACTIVA de aluminio



Esta silla de ruedas activa de aluminio incorpora una estructura rígida para brindar máxima capacidad de respuesta y un estilo moderno. Elegante y ligera, ofrece excelente maniobrabilidad para pacientes dinámicos. Ideal para: pacientes con estilo de vida activo que buscan una silla activa, compacta y de alto rendimiento.

Centro de gravedad ajustable.

Figura 1.

Incluye protectores laterales de ropa con guarda barro, ajustables en altura y profundidad. **Figura 2.**

Frenos laterales compactos. **Figura 3.**

Ruedas antivuelco. **Figura 4.**

Otras características:

- Marco color negro
- Asiento y respaldo de Nylon
- Respaldo tela a tensión regulable de 4 bandas
- Respaldo reclinable manual de -5° a 15°
- Centro de gravedad ajustable en 3"
- Plataforma de apoya pies en aluminio con ajuste de ángulo y profundidad abatible
- Ajuste en las horquillas en 2"
- Apoya brazos (Opcionales)
- Altura de asiento ajustable
- Incluye inflador



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio, recubrimiento en polvo
Ancho de asiento	16" y 18"
Profundo de asiento	16"
Altura respaldo	De 14" a 16"
Ancho total	63 cm
Profundo total	83.5 cm
Ruedas delanteras	5"x 1.5" sólidas rin de aluminio
Ruedas traseras	24" neumática, extracción rápida
Capacidad de peso	110 kg / 242.5 lbs
Peso producto	14 kg 9 kg sin ruedas traseras
Accesorios opcionales	Casters 4", Apoyabrazos
AAA AAP	18"-20" 14"-17"



Medidas de envío

A 33"

B 25"

C 24"

Peso 17 kg.

BENEFICIOS

Para personas que requieren una silla de uso diario, de forma ligera y segura.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

