

Cadeira reclinável



Coyote[®]

ONE

Esta cadeira de rodas reclinável oferece suporte completo para as costas, incluindo apoio de cabeça acolchoado e apoios de pernas eleváveis para melhor posicionamento. Suas partes dobráveis e rodas de liberação rápida facilitam o transporte e o armazenamento. Ideal para: pacientes que necessitam de suporte corporal completo em uma solução econômica e transportável.

Estrutura dobrável para fácil transporte e armazenamento, com barra de travamento para reclinção do encosto. **Imagem 1.**

Apoios para os pés que se elevam de 50° a 0°, são ajustáveis em altura, dobráveis e removíveis. **Imagem 2.**

O encosto reclina de 85° a 175°. **Imagem 3.**

Rodas traseiras de liberação rápida para fácil transporte. **Imagem 4.**




Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro estrutural	Aço colorido martelado
Largura do assento	16", 18" e 20"
Profundidade do assento	16"
Peso do Produto	26 kg
Capacidade de peso	120 kg / 264,5 lbs
Rodas da frente	8" x 2"
Rodas traseiras	Extração rápida pneumática de 24"
Apoio de braço	Destacável
Apoio para os pés	Elevável, dobrável e removível
Altura do encosto	20" Com apoio de cabeça 31"
Apoio de cabeça	Incluso



Medidas de envio

A 36"

B 12"

C 38"

Peso 30 kg.

BENEFÍCIOS

Uma cadeira para necessidades especiais que proporciona reclinção e posicionamento.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

