

Silla con basculación y reclinación manual

 **coyote** 

 **ONE**



Ahora ofrecemos una silla de marco rígido, reducible que cuenta con basculación hasta 45° y además reclinación manual incluida, de alta calidad, a precios accesibles, configurada a medida según se requiera para niños y adultos.

Basculación desde -3° hasta 45°.

Figura 1.

Reclinación desde 90° hasta 125°.

Figura 2.

Ruedas traseras 16" sólidas, con freno de tambor. **Figura 3.**

Apoya piernas ajustables en ángulo, en altura y tibiotarso. **Figura 4.**

Otras características:

- Manubrio único ajustable en ángulo.
- Antivuelco retráctil de fácil manejo
- Apoya brazos tipo escritorio, ajustables en altura y desmontables.
- Panel de aluminio en el asiento y soportes de cadera ajustables.
- Incluye sistema de tránsito.
- El respaldo y el cojín no están incluidos en la configuración básica, se puede acoplar cualquier sistema de posicionamiento de su gusto, consulte a nuestro equipo que le asesorará hacia el mejor cojín y respaldo para acoplar.




Figura 1




Figura 2



Figura 3





Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio, Rígido reducible color negro
Ancho de asiento	14" hasta 19"
Profundidad de asiento	14" hasta 19" (Panel de aluminio)
Peso producto	34 kg
Capacidad peso	136 kg
Rueda delantera	7" sólidas
Rueda trasera	16" sólidas
Apoyabrazos	Ajustables en altura y desmontables
Soporte cabeza	Anatómico, ajustable en ángulo y profundidad
Respaldo y cojín	No incluidos
Soportes de tronco	No incluidos



Medidas de envío

A 30"

B 32"

C 33"

Peso 40 kg



BENEFICIOS

Una silla de ruedas diseñada a medida para necesidades especiales que brinda basculación, reclinación y que se ajusta a todas las edades

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

