

E-Pacer

Transferência e mobilidade



Sua funcionalidade e combinação de treinamento de elevação e marcha com clientes grandes ou altamente dependentes.

Ele pode ser elevado o suficiente para suportar um cliente andando de 6'5" e depois retraído para 32¾" para armazenamento compacto. **Imagem 1.**

Girar a barra expansora de pernas estende a estrutura do E-Pacer para acomodar cadeiras de rodas grandes. **Imagem 2.**

A balança é emparelhada com um tablet ou telefone via Bluetooth, o aplicativo Gait Tracker pode rastrear o progresso de sustentação de peso do seu cliente. **Imagem 3.**

O acessório do poste de comutação permite que um cuidador ou usuário opere o elevador elétrico sem se curvar. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES	
Medição total usuário	77 cm a 193 cm / 30" a 76"
Largura do tronco	56 cm a 152 cm / 22" a 60"
Peso máx do usuário	160 kg / 350 lbs
Peso do Produto	32.5 kg / 72 lbs
Usar	Transferências e mobilidade
Acessórios	Opcional
Configurações	Não são necessárias ferramentas
APP	Bluetooth, app
Balança	Opcional (fábrica)
Bateria / Carregador	Gel ácido 24 V, 2,9 Ah / 100–240 V CA
Cores da moldura	

Medição do usuário necessária (Altura total)	
	Opção de odômetro
Liberação de torção Trava de torção Arrastar variável	
	Frenos de pie y bloqueo de dirección

BENEFÍCIOS

Excelente ajuda para pacientes com diferentes necessidades de transferência e mobilidade limitada.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

