

EIO Carro básico



Projetado para crianças desde a intervenção precoce até a idade pré-adolescente, fácil de dobrar e transportar. O painel da panturrilha e o encosto posicionam seu filho corretamente.

Ajuste do ângulo do apoio de pernas de +15 graus a -55 graus. **Imagem 1.**

Laterais e encosto acolchoados do assento. **Imagem 2.**

Capa de chuva especial Tomato EIO. **Imagem 3.**

Dobra-se de forma compacta para transporte - não há necessidade de remover as rodas traseiras para dobrar. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Clinicamente sólido, design inovador e valor excepcional.

ESPECIFICAÇÕES	
Altura total do usuário	76,5 cm - 127 cm / 30" - 50"
Largura do assento	14" / 35,5 cm
Profundidade assento	12" / 30,5 cm
Peso do Produto	10 kg / 22 lbs
Altura do encosto	24" / 61 cm
Capacidade de peso	40,8 kg / 90 lbs
Ângulo de reclinção	25° a 75°
Aproveitar	Envoltório Conforto 5 pontos
Apoio de cabeça	Incluindo
Acessórios	Opcional
Cor	Base preta

Medição do usuário necessária (Altura total)	
	Rodas da frente sólido e removível 9 polegadas
Rodas traseiras sólido e removível 11 polegadas.	
	Compatível com assentos Special Tomato

BENEFÍCIOS

Um carrinho para necessidades especiais que oferece suporte de posicionamento leve a moderado

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

