

EIO Coche básico



Diseñado para niños desde intervención temprana a edades preadolescentes, fácil de plegar y transportar. El panel de la pantorrilla y el respaldo posicionan a su hijo de forma correcta.

Ajuste del ángulo del reposapiernas de +15 grados a -55 grados. **Figura 1.**

Laterales de asiento y respaldo acolchados. **Figura 2.**

Cubierta de lluvia especial Tomate EIO. **Figura 3.**

Se pliega de forma compacta para su transporte: no es necesario quitar las ruedas traseras para plegarlo. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Diseño clínicamente sólido e innovador y valor excepcional.

ESPECIFICACIONES

Altura total del usuario 76.5 cm - 127 cm / 30" - 50"

Ancho asiento 14" / 35.5 cm

Profundidad asiento 12" / 30.5 cm

Peso del producto 10 kg / 22 lbs

Altura del respaldo 24" / 61 cm

Capacidad de peso 40.8 kg / 90 lbs

Ángulo reclinación 25° hasta 75°

Arnés Confort Wrap 5 puntos

Soporte de cabeza Incluido

Accesorios Opcionales

Color Base negro

Medida de usuario requerida (altura total)



Ruedas delanteras sólidas y extraíbles 9 pulgadas.

Ruedas traseras sólidas y extraíbles 11 pulgadas.



Compatible para asientos Special Tomato

BENEFICIOS

Un cochecito para necesidades especiales que brinda soporte de posicionamiento de leve a moderado

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

