

# Assento para atividades diárias



Projetado para crianças, adolescentes e jovens adultos de 1 a 18 anos, o assento para atividades diárias oferece forte suporte pélvico adequado para corrigir má postura. Este sistema de suporte de assento e posicionamento também é uma cadeira de terapia ideal para uso diário.

Arnês Pélvico de Quatro Pontos.

**Imagem 1.**

Permite atividades como brincar, comer, ler, escrever ou conversar com amigos. **Imagem 2.**

Fornecer assento ideal e suporte de posicionamento sem sacrificar o conforto. **Imagem 3.**

Opções básicas. **Imagem 4.**




Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

## ESPECIFICAÇÕES

Bases do chassi	Básico (1) Alto-Baixo (2) Hidráulico (3)
Idade aproximada	T1 de 1 a 6 anos T2 dos 5 aos 12 anos T3 dos 11 aos 18 anos
Peso máx do usuário	100 kg / 220 lbs
Peso do Produto	22,5 até 49kg / 49,6" até 108"
Inclinação	-10° até 30°

### Cores



Azul Framboesa Verde Cinza



## BENEFÍCIOS

Projetado para crianças e jovens que necessitam de posicionamento ideal e estabilidade pélvica

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

