

Elevador hidráulico para pacientes



O Elevador Hidráulico para Pacientes da ProBasics tem um preço acessível e uma capacidade de peso de 450 lb. A barra giratória acolchoada de dupla função pode usar eslingas de 4 ou 6 pontos. A alça rotativa possui uma bomba hidráulica manual e o quadro tem um acabamento resistente a lascas na cor marrom veio.

Construção em tubo redondo de aço resistente com acabamento marrom resistente a arranhões. **Imagem 1.**

Fabricado com materiais resistentes à água e fáceis de limpar. **Imagem 2.**

Rodas maciças de 5" para serviço pesado (2) com travamento reforçado. **Imagem 3.**

Vários tamanhos de alça de náilon de quatro pontos laváveis e podem ser usadas em ambientes úmidos ou secos. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	PBPLSM001
Base fechada	56 cm / 22"
Base aberta	108 cm / 42.25"
Altura máxima	162 cm / 64"
Altura mínima	92 cm / 22"
Altura do guindaste	198 cm / 78"
Tamanho da roda	5"
Capacidade de peso	204 kg / 450 lbs
Peso do Produto	31 kg / 68 lbs
Sistema	Manual hidráulico
Acessórios	Malhas de transferência

BENEFÍCIOS

Essencial em transferências de pacientes e cuidadores de forma confortável e segura.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

