

Elevador hidráulico para pacientes



El Elevador Hidráulico para Pacientes de ProBasics tiene un precio económico y una capacidad de peso de 450 lb. La barra giratoria acolchada de doble propósito puede usar eslingas de 4 o 6 puntos. La manija giratoria tiene una bomba hidráulica manual y el marco tiene un acabado resistente a astillas en color marrón.

Construcción de acero de tubo redondo de alta resistencia con un acabado de marrón resistente a las raspaduras.
Figura 1.

Fabricada con materiales resistentes al agua y fácil de limpiar.
Figura 2.

Ruedas sólidas de 5" de alta resistencia (2) con bloqueo reforzado.
Figura 3.

Varios tamaños de nylon con correa de cuatro puntos lavables y se pueden usar en ambientes húmedos o secos.
Figura 4.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

ITEM	PBPLSM001
Base cerrada	56 cm / 22"
Base abierta	108 cm / 42.25"
Altura máxima	162 cm / 64"
Altura mínima	92 cm / 22"
Altura grúa	198 cm / 78"
Tamaño ruedas	5"
Capacidad de peso	204 kg / 450 lbs
Peso del producto	31 kg / 68 lbs
Sistema	Manual hidráulico
Accesorios	Mallas de traslado

BENEFICIOS

Indispensable en traslados para pacientes y cuidadores de forma cómoda y segura.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

