

Elite Traveller 3 y 4 ruedas

PRIDE
MOBILITY



Un scooter estable y maniobrable. ¡Con un fácil desmontaje y una práctica canasta de almacenamiento, el Go Go Elite Traveler se mantiene al día con su vida activa!.

Cubiertas intercambiables en color rojo y azul. **Figura 1.**

Asiento desmontable con apoyabrazos ajustables y abatibles. Gira para facilitar traslados y actividades. **Figura 2.**

Ruedas antivuelco y de apoyo para transportarlo. **Figura 3.**

Timón Delta con puerto de carga para cargar cómodamente su scooter. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2




Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Asiento	17" x 17"
Altura del respaldo	14"
Capacidad de peso	136 kg
Peso del producto	(3R) 43 kg / (4R) 45 kg
Rueda delantera	(3R) 8"x 2" sólidas (4R) 7" x 2" sólidas
Rueda trasera	(3R) 8"x 2" sólidas (4R) 8" x 2.5" sólidas
Velocidad máxima	6 kmh
Radio de giro	(3R) 33" (4R) 44"
Batería	12 AH u opcional 18 AH
Rango de distancia	11 km por carga

Se desmontan fácilmente en 5 piezas



BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

