

Encosto Go

Conforto e conveniência para necessidades básicas, o encosto JAY® GO apresenta um conjunto de tiras Velcro® fácil de instalar, cobertura resistente à umidade Dartex® e tiras largas projetadas para ajustabilidade, conveniência e suporte.

JAY®



ESPECIFICAÇÕES

- Inserção de Espuma Macia
- Tiras Largas e Ajustáveis em Tensão
- Cobertura Externa Dartex® Revestida com Lycra®
- Instalação Conveniente

Largo	12" a 26"
Altura	10" a 19"
Peso máximo do usuário	226 kg / 500 lbs
Peso do Produto	0,8 kg / 1,7 lbs
Opções de montagem	Com velcro
Material	1 1/4" de espuma macia
Fronha	Lycra revestida Dartex

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com

