

Estabilizador Móvel

 rifton.



Olho no olho, sorriso a sorriso - interagir com colegas é muito mais gratificante para indivíduos com necessidades especiais quando eles podem interagir em uma posição ereta e móvel. O Estabilizador Móvel Rifton, um estabilizador móvel prono, torna isso fácil.

As instruções versáteis do braço incluem ajustes de altura, rotação, ângulo, proximidade lateral e ajustes para frente/trás. **Imagem 1.**

As grandes rodas com freios são colocadas com apenas um botão. Os protetores de raios protegem os dedos e os aros mantêm as mãos limpas. **Imagem 2.**

O kit de conversão converte o menor para o próximo tamanho. **Imagem 3.**

A alça do cuidador permite manobras fáceis e pode ser ajustada rapidamente para cima ou para baixo. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Medidas do quadro	64 a 165 cm / 25" a 65"
Peso máx do usuário	23 a 79 kg / 50 até 175 lbs
Peso do Produto	12,7 - 143 kg / 28 - 65 lbs
Acessórios	Opcional
Diâmetro da roda	20", 27" e 35"
Configurações	Nenhuma ferramenta necessária
Cor da moldura	Azul, limão e rosa

Medição do usuário necessária
(Altura total)



BENEFÍCIOS

Permite a posição vertical para adultos e crianças com deficiência física.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

