

Estabilizador Móvil

 rifton.



Ojo a ojo, sonrisa a sonrisa – interactuar con compañeros es mucho más gratificante para personas con necesidades especiales cuando pueden hacerlo en una posición erguida y móvil. El Estabilizador Móvil Rifton, un estabilizador móvil pronó.

Los versátiles apoyos para los brazos incluyen ajustes de altura, rotación, ángulo, proximidad lateral y hacia adelante/atrás. **Figura 1.**

Las ruedas grandes con frenos se colocan con solo botón. Los protectores de los radios protegen los dedos y los aros mantienen las manos limpias. **Figura 2.**

El kit de conversión convierte el tamaño más pequeño al siguiente. **Figura 3.**

La bandeja es totalmente ajustable y sostiene pequeños objetos o actividades. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Medidas marco	64 hasta 165 cm / 25" hasta 65"
Peso max. de usuario	23 hasta 79 kg / 50 hasta 175 lbs
Peso del producto	12.7 - 143 kg / 28 - 65 lbs
Accesorios	Opcionales
Diámetro de ruedas	20", 27" y 35"
Ajustes	No se requiere herramienta
Color de marco	Azul, Lima y Rosado

Medida de usuario
requerida
(altura total)



BENEFICIOS

Permite la posición vertical para adultos y niños con discapacidades físicas.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

