

Silla motorizada compacta

FELIX^e



ONE

Una silla de ruedas motorizada moderna con un diseño único de plegado frontal que facilita como nunca el almacenamiento y el transporte. Elegante, acolchada y lista para uso en interiores y exteriores. Ideal para: pacientes con estilos de vida activos que valoran soluciones compactas sin comprometer el rendimiento.

Marco plegable para facilitar su traslado y almacenamiento. **Figura 1.**

El joystick PG de 4 botones fácil de usar extremadamente sensible. **Figura 2.**

Motores duales Linux. **Figura 3.**

Apoya brazos acolchados y abatibles. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio, Plegable
Ancho asiento	18"
Profundo asiento	17"
Altura respaldo	18"
Tipo respaldo	Tela acolchada
Peso producto	36 kg / 79.4 lbs
Capacidad peso	135 kg / 300 lbs
Ruedas	12" sólida 8"x 2" sólida
Motores	200W*2 LINIX
Velocidad	7 kmh
Batería	Litio 24V 20Ah, cargador HP 24V
Color	Negro



Medidas de envío

A 28"

B 16"

C 35"

Peso 42 kg.

BENEFICIOS Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

