

Silla motorizada con basculación y reclinación eléctrica



La Felix® RT es una silla motorizada con estructura rígida y sistema electrónico de reclinación e inclinación que ofrece máxima independencia y confort. Pensada para usuarios con daño neurológico, permite realizar ajustes posturales sin esfuerzo. Su respaldo y asiento de espuma inyectada proporcionan soporte continuo, ayudando a mantener una postura adecuada y confortable en todo momento.

Controlador dinámico + luces + Actuador y USB. **Figura 1.**

Luces delanteras y traseras. **Figura 2.**

Basculación electrónica desde 0° hasta 20°. **Figura 3.**

Reclinación electrónica desde 90° hasta 140°. **Figura 4.**

ONE



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Marco	Rígido de acero color azul
Asiento	18" x 17"
Altura respaldo	20.5"
Respaldo y asiento	Tela acolchada
Peso producto	102.4 kg / 226 lbs
Capacidad peso	136 kg / 300 lbs
Ruedas	14" x 3" sólida 9" x 3" sólida
Motores	2 x 340 W, freno electromagnético
Velocidad	10 kmh
Rango por carga	45 km
Batería	De plomo-ácido de 24 V y 52 Ah
Suspensión	Trasera



Medidas de envío

A 40"
B 29"
C 34"
Peso 110 kg.

BENEFICIOS Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

