

Estabilizador Freestander



LECKEY

Disponible en tres tamaños diferentes, es un sistema de bipedestación vertical para niños y adolescentes diseñado para ofrecer una variedad de soportes ajustables para proporcionar una posición postural cómoda en el pecho, las caderas, las rodillas y los pies. Fácil de configurar y ajustar, lo que convierte a este soporte de terapia en una solución ideal para múltiples usuarios y es ideal para el aula, la sala de terapia o el hogar.

Una amplia gama de soportes ajustables para piernas, cadera, tronco y cabeza opcionales permiten la acomodación o corrección de la postura. **Figura 1.**

Opciones y accesorios como la mesa tipo bandeja resistente y liviana, las clavijas y las barandillas brindan una mayor utilidad en el aula y en el hogar. **Figura 2.**

El marco resistente y de altura ajustable es ideal para brindar apoyo postural en el aula, la sala de terapia o en el hogar. **Figura 3.**

También viene en un tamaño más pequeño llamado Leckey Totstander. Es un soporte vertical simple y fácil de usar que puede usarse como herramienta de evaluación para que los terapeutas evalúen la capacidad de un niño para mantenerse en pie. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Tamaños	3
Edad	De 1 a 17 años
Altura de la placa del pecho	De 47 a 134 cm / 18.5" a 53"
Altura de la base	De 66 a 76 cm / 26" a 30"
Peso max de usuario	100 kg / 220 lbs
Opciones de tela	Talla 1 Verde Pradera Talla 2 y 3 Azul Mondeo

Medida de usuario
requerida
(altura total)



BENEFICIOS

Sistema de bipedestación en decúbito prono robusto y ajustable.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

