

Assento GoTo



Facilita as tarefas diárias e significa que as crianças não precisam se perder. Permite que as crianças vejam o mundo de uma nova perspectiva e se sintam no centro da ação.

Apoios de cabeça ajustáveis. **Imagem 1.**

As laterais movem-se para cima, para baixo, largas ou estreitas para dar um “abraço” reconfortante. **Imagem 2.**

O novo e melhorado Floorsitter tem 26 posições reclinadas. **Imagem 3.**

Almofada de pressão. A espuma viscoelástica distribui uniformemente o peso do usuário. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos	1 y 2
Altura do encosto	(1) 38 - 54 cm / 14" - 21" (2) 51 - 68 cm / 20" - 27"
Largura do encosto	(1) 17.5 - 19 cm / 7.5" - 10" (2) 21 - 30 cm / 8" - 12"
assento profundo	(1) 15.7 cm / 7" (2) 24.4 cm / 9.5"
Peso máx. do usuário	(1) 15 kg / 33 lbs (2) 30 kg / 66 lbs
Faixa etária	(1) 1 a 3 anos (2) 3 a 8 anos



BENEFÍCIOS

Assento de apoio postural leve e portátil para crianças com necessidades especiais

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

