

Asiento GoTo



Facilita las tareas diarias y significa que los niños no necesitan perderse. Les permite a los niños ver el mundo desde una nueva perspectiva y sentir que están en el centro de la acción.

Soportes para la cabeza ajustables.
Figura 1.

Los laterales se mueven alto, bajo, ancho o estrecho para dar un "abrazo" tranquilizador. **Figura 2.**

La nueva y mejorada Floorsitter tiene 26 posiciones de inclinación. **Figura 3.**

Cojín de presión. La espuma viscoelástica distribuye de forma uniforme el peso del usuario. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2




Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Tallas	1 y 2
Altura respaldo	(1) 38 - 54 cm / 14" - 21" (2) 51 - 68 cm / 20" - 27"
Ancho respaldo	(1) 17.5 - 19 cm / 7.5" - 10" (2) 21 - 30 cm / 8" - 12"
Profundo asiento	(1) 15.7 cm / 7" (2) 24.4 cm / 9.5"
Peso máx. de usuario	(1) 15 kg / 33 lbs (2) 30 kg / 66 lbs
Rango de edad	(1) 1 a 3 años (2) 3 a 8 años



BENEFICIOS

Asiento de soporte postural liviano y portátil para niños con necesidades especiales.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

