

GottaGo

Asiento inodoro portátil



Inodoro portátil e innovador que facilita el entrenamiento para usar el inodoro a las familias de niños con necesidades especiales.

Portátil y regulable en altura, haciendo que sea adecuado para cualquier entorno en casa o fuera de casa.

Figura 1.

Correas de sujeción para diferentes partes o necesidades del usuario prácticas y seguras. **Figura 2.**

Mochila capaz de sostener su GottaGo y todo lo que viene con él, también tiene espacio para toallitas, pañales, ropa de repuesto. **Figura 3.**

Inserción de orinal para usar cuando los inodoros no están disponibles, se conecta fácilmente al asiento GottaGo y viene con su propia bolsa de transporte lavable. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Tamaños	1 y 2
Edad aprox.	(1) de 2 a 5 años (2) de 4 a 9 años
Ancho de cadera	(1) 22.5 cm (2) 27 cm
Profundo asiento	(1) 22 cm (2) 29 cm
Inclinación respaldo	(1) 8° (2) 25°
Ángulo del muslo	(1) 40° (2) 40°
Altura respaldo	(1) 24 cm (2) 36 cm
Peso max de usuario	(1) 30 kg (2) 30 kg
Peso del producto	(1) 5.8 kg (2) 6.1 kg
Altura del asiento	(1) 30 cm (2) 46 cm

2 tamaños disponibles



BENEFICIOS

Apta para pacientes con daño neuronal y psicomotor ó discapacidad psíquica cognitiva.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11S

