

# GrandSlam

**RGK**



Bonded together, the wheelchair and player have maximised efficiency and optimised performance; control of the chair becomes pure instinct over direct propulsion. You'll fail to find a better fit than your brand new GrandSlam CX.

O Tri-Frame é um novo design que distribui melhor a energia gasta durante o jogo. **Imagem 1.**

Protetores laterais de fibra de carbono. **Imagem 2.**

Eixo de fibra de carbono. **Imagem 3.**

Sistema de assento de fibra de carbono GrandSlam CX. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




# Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários

## ESPECIFICAÇÕES

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Largura do assento   | 10" - 20"              |
| Profundidade assento | 10" - 20"              |
| Altura do quadro     | 14" - 24,8" (frente)   |
| Altura do quadro     | 14" - 24,8" (traseira) |
| Peso da cadeira      | 9,2 kg / 20,3 lbs      |
| Capacidade de peso   | 125 kg / 275 lbs       |
| Centro de gravidade  | Ajustável              |
| Cambagem             | 16°, 18°, 20° e 22°    |
| Rodízios             | 3"                     |
| Acessórios           | Opcional               |
| Cores disponíveis    | 25 disponíveis         |



Rodas traseiras  
Extração rápida

## BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas principalmente lesões motoras.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

**Para mais informações sobre como obter este produto**

**Entre em contato com seu representante local da Loh Medical**

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

