

HiLite XTR

RGK



Feita artesanalmente a partir dos materiais de mais alta qualidade e artesanalmente com cuidado. A HiLite XTR é funcional, leve e confortável. A HiLite XTR é a cadeira de Titânio perfeita para experimentar feita sob medida pela primeira vez, seja para um usuário novo ou experiente. Com mais de 30 medidas para serem adaptadas ao usuário, os benefícios clínicos e os níveis de conforto são transformadores. Um quadro de Titânio leve de grau 2 e uma enorme variedade de opções para escolher, garantem um desempenho funcional superior nesta cadeira de rodas de design clássico.

A estrutura da cadeira de rodas é feita de titânio comercialmente puro grau 2.

Imagem 1.

Com mais de 30 medições, pode ser perfeitamente adaptado para atender à deficiência e às necessidades clínicas do usuário.

Imagem 2.

Encosto fixo ou rebatível, encosto de altura fixa ou ajustável em altura.

Imagem 3.

Sistema de estofamento Airtech.

Imagem 4.



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Material da moldura	Titânio grau 2
Estilo de moldura	Rígido
Largura do assento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Profundidade assento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Capacidade de peso	125 kg / 275,6 lbs
Peso do Produto	A partir de 7,5 kg / 16,5 lbs
Sistema dobrável	Sistema dobrável Q-lock
Cores disponíveis	25 opções



Rodas traseiras
Extração rápida

BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas principalmente lesões motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

