

Silla todo terreno Hippocampe



Desde 2002, la silla de ruedas Hippocampe ofrece a personas con discapacidades acceso a terrenos difíciles, imposibles en una silla de ruedas estándar: playa, arena, área de natación, senderos de montaña, nieve, montaña.



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Marco	Acero inoxidable y aluminio anodizado
Ruedas	Opcionales para alberca o playa
Ancho de asiento	39.4 cm / 15.5"
Profundo del asiento	36.8 cm / 14.5"
Altura de respaldo	36.8 cm / 14.5"
Profundidad total	72.4 cm / 28.5"
Capacidad de peso	130 kg / 286 lbs
Accesorios	Opcionales
Colores de marco	Azul y rosa



BENEFICIOS

Ayuda excelente para pacientes con diferentes necesidades de transferencia y movilidad limitada.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

