

Estabilizador Horizon



LECKEY

Un revolucionario soporte 3 en 1, está diseñado para usuarios desde niños hasta adultos con necesidades posturales complejas. Este sistema de bipedestación operado eléctricamente proporciona un excelente soporte postural y estabilidad pélvica en posición prona, supina o vertical.

Incluye soportes para el pecho, la cadera, las rodillas y la plataforma para los pies para proporcionar un fácil ajuste y una posición óptima para estar de pie. **Figura 1.**

Consta de tres soportes integrados en uno. Se puede utilizar en posición vertical, supina o prona. **Figura 2.**

El ajuste de ángulo versátil y fácil de usar permite una posición de pie que ha demostrado tener muchos beneficios para la salud general y la vida cotidiana. **Figura 3.**

Es perfecto para el aula y el hogar, ya que permite el contacto visual y la libertad para que las manos se muevan y desarrollen habilidades motoras. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Tamaños	3
Edad	4 a 14 años
Estatura usuario	100 a 180 cm / 39.4" a 71"
Peso max de usuario	100 kg / 220 lbs
Ajustes de ángulo	0° -90° - Prono 0° -90° - Supino
Ángulo de bandeja	0° -40° - Prono +/- 20° / 30° - Supino
Opciones de tela	Gris, Azul y Rosa

Medida de usuario
requerida
(altura total)



BENEFICIOS

Estabilizador 3 en 1 robusto y duradero para usuarios desde 4 años hasta adultos.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11S

