

# Jazzy Air 2



**PRIDE**  
MOBILITY

¡Eleva tu vida al siguiente nivel! Con solo tocar un interruptor, el Jazzy Air® 2 se eleva 12" en solo 11 segundos. Con una apariencia elegante y más moderna, se conduce de manera segura mientras está elevada, lo que permite a los usuarios disfrutar de una interacción social cara a cara.

El asiento se eleva hasta 12 pulgadas, y moverse de forma segura, hasta 6.4 km/hr., en la posición elevada. **Figura 1.**

Controlador de 40 amperios, PG VR2 y puerto de carga ubicado justo debajo del mango e interruptor de luces LED. **Figura 2.**

Asiento de tipo deportivo y reclinable, con cinturón de seguridad, apoya brazos ajustables y abatibles. Soporte de cabeza ajustable. **Figura 3.**

Cubierta con elección de diez colores. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

## ESPECIFICACIONES

Asiento	16"x16" / 18"x18" / 20"x20"
Altura del respaldo	18" / 20" / 22"
Capacidad de peso	136 kg
Peso del producto	92 kg
Ruedas del. y tras.	6" sólidas
Rueda Central	10" sólidas
Velocidad máxima	6.4 kmh
Radio de giro	24.25"
Baterías	(2) 12 voltios, U-1 Opcional 40 Ah
Rango de distancia	24 km por carga

Fácil de transportar



## BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida de miembros inferiores.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.115

