

Jazzy Élite 14



PRIDE
MOBILITY

Un diseño de élite ofrece un rendimiento de élite. El Jazzy® Elite 14 cuenta con tracción delantera para las curvas más cerradas. Las grandes ruedas motrices proporcionan una potencia de ascenso superior sobre los obstáculos de la vida. Un asiento con respaldo alto garantiza un confort absoluto durante todo el día.

Controlador Linx dinámico de 40A y puerto de carga ubicado justo debajo del mango. **Figura 1.**

Cómodo asiento con respaldo alto, ajustable en profundidad con reclinación y reposacabezas. **Figura 2.**

Los neumáticos con tacos de 14" y la distribución óptima del peso proporcionan una tracción superior. **Figura 3.**

Cubierta en color rojo y azul. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Asiento	18", 20" y 22"
Altura del respaldo	19"
Capacidad de peso	136 kg
Peso del producto	103 kg
Ruedas del. y tras.	3" y 6" sólidas
Rueda Central	14" relleno de espuma
Velocidad máxima	6.4 kmh
Radio de giro	24"
Baterías	(2) 12 voltios, NF-22
Rango de distancia	29 km por carga

Accesorio extra
Cargador USB



Accesorio extra
para teléfono celular



Accesorio extra
Apoya pies abatibles



Accesorio extra
Soporte para
tanque de oxígeno



BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

