

Klip Walker



É um treinador de marcha traseira leve para crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais que necessitam de apoio e auxílio na caminhada diária. Promove andar na posição vertical.

Estrutura dobrável fácil de transportar e armazenar. **Imagem 1.**

Altura regulável e opção de assento rebatível, para se adaptar ao crescimento do utilizador. **Imagem 2.**

Trava da roda com um “clique” sonoro para facilitar o controle e trava giratória do pé. **Imagem 3.**

Ajuste a resistência nas rodas traseiras para controlar a velocidade. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4




Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Alumínio azul e vermelho
Altura da alça	40,6 - 94 cm / 16" - 37"
Largura das alças	34,3 - 43,2 cm / 13,5" - 17"
Largura básica	58,4 - 94 cm / 23" - 37"
Capacidade de peso	86 kg / 190 lbs
Peso do Produto	A partir de 4 kg / A partir de 9 lbs

Medição do usuário necessária
(Cotovelo no chão)



BENEFÍCIOS

Para usuários que precisam melhorar suas habilidades ambulatoriais e desenvolver suporte de peso

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

